


POZVONOQ




3D КЕЙДЖ

**FUSION-AL**

ПОЯСНИЧНЫЙ ПЕРЕДНЕЛАТЕРАЛЬНЫЙ  
(ALIF, OLIF)

## 3D Кейдж Fusion-AL


### ПОЯСНИЧНЫЙ ПЕРЕДНЕЛАТЕРАЛЬНЫЙ (ALIF, OLIF)



\*Кейдж Fusion-AL с полостью

3D-кейджи переднелатеральные предназначены для создания спондилодеза в поясничном отделе позвоночника из переднего и косого доступа на уровнях установки L1-S1. Изделие представлено в 24 типовых размерах. Варианты углов лордоза: 0°, 4°, 8°, 12° и 16°.

Внешняя нижняя и верхняя поверхности кейджей с полостью, используемой для заполнения костным аутооттрансплантатом, равномерно покрыты небольшими шипами, которые придают кейджу устойчивость и предотвращают его миграцию.



#### Кейджи с ячеистой структурой

Типоразмер	Артикул
23 x 31 x 12 мм, угол 12°	<b>AL233112121</b>
23 x 31 x 14 мм, угол 12°	<b>AL233114121</b>
23 x 31 x 12 мм, угол 16°	<b>AL233112161</b>
23 x 31 x 14 мм, угол 16°	<b>AL233114161</b>
27 x 35 x 10 мм, угол 0°	<b>AL273510001</b>
27 x 35 x 10 мм, угол 4°	<b>AL273510041</b>
27 x 35 x 10 мм, угол 12°	<b>AL273510121</b>
27 x 35 x 11 мм, угол 0°	<b>AL273511001</b>

Типоразмер	Артикул
27 x 35 x 11 мм, угол 4°	<b>AL273511041</b>
27 x 35 x 11 мм, угол 8°	<b>AL273511081</b>
27 x 35 x 11 мм, угол 12°	<b>AL273511121</b>
27 x 35 x 12 мм, угол 0°	<b>AL273512001</b>
27 x 35 x 12 мм, угол 4°	<b>AL273512041</b>
27 x 35 x 12 мм, угол 8°	<b>AL273512081</b>
27 x 35 x 12 мм, угол 12°	<b>AL273512121</b>
27 x 35 x 12 мм, угол 16°	<b>AL273512161</b>

Типоразмер	Артикул
27 x 35 x 14 мм, угол 4°	<b>AL273514041</b>
27 x 35 x 14 мм, угол 8°	<b>AL273514081</b>
27 x 35 x 14 мм, угол 12°	<b>AL273514121</b>
27 x 35 x 14 мм, угол 16°	<b>AL273514161</b>
27 x 35 x 16 мм, угол 4°	<b>AL273516041</b>
27 x 35 x 16 мм, угол 8°	<b>AL273516081</b>
27 x 35 x 16 мм, угол 12°	<b>AL273516121</b>
27 x 35 x 16 мм, угол 16°	<b>AL273516161</b>



#### Кейджи с полостью для аутооттрансплантата

Типоразмер	Артикул
23 x 31 x 12 мм, угол 12°	<b>AL233112120</b>
23 x 31 x 14 мм, угол 12°	<b>AL233114120</b>
23 x 31 x 12 мм, угол 16°	<b>AL233112160</b>
23 x 31 x 14 мм, угол 16°	<b>AL233114160</b>
27 x 35 x 10 мм, угол 0°	<b>AL273510000</b>
27 x 35 x 10 мм, угол 4°	<b>AL273510400</b>
27 x 35 x 10 мм, угол 12°	<b>AL273510120</b>
27 x 35 x 11 мм, угол 0°	<b>AL273511000</b>

Типоразмер	Артикул
27 x 35 x 11 мм, угол 4°	<b>AL273511040</b>
27 x 35 x 11 мм, угол 8°	<b>AL273511080</b>
27 x 35 x 11 мм, угол 12°	<b>AL273511120</b>
27 x 35 x 12 мм, угол 0°	<b>AL273512000</b>
27 x 35 x 12 мм, угол 4°	<b>AL273512400</b>
27 x 35 x 12 мм, угол 8°	<b>AL273512800</b>
27 x 35 x 12 мм, угол 12°	<b>AL273512120</b>
27 x 35 x 12 мм, угол 16°	<b>AL273512160</b>

Типоразмер	Артикул
27 x 35 x 14 мм, угол 4°	<b>AL273514400</b>
27 x 35 x 14 мм, угол 8°	<b>AL273514800</b>
27 x 35 x 14 мм, угол 12°	<b>AL273514120</b>
27 x 35 x 14 мм, угол 16°	<b>AL273514160</b>
27 x 35 x 16 мм, угол 4°	<b>AL273516400</b>
27 x 35 x 16 мм, угол 8°	<b>AL273516800</b>
27 x 35 x 16 мм, угол 12°	<b>AL273516120</b>
27 x 35 x 16 мм, угол 16°	<b>AL273516160</b>



#### Совместимость

Резьба центрального отверстия под импактор M4x0,7-7Hx6

## Кейджи Pozvonog — это...



3D кейджи предназначены для межтелового спондилодеза



Изготавливаются из титанового сплава  $Ti_6Al_4V$



>300 типоразмеров



Вариабельный лордозирующий угол (0, 4°, 8°, 12°, 15°, 16°, 20°)




Кейджи имеют пористую, шероховатую структуру, которая способствует эффективной остеоинтеграции




Сегменты: шейный и пояснично-крестцовый отделы позвоночника

## Варианты исполнения кейджей Pozvonog

Каждый из типоразмеров Fusion-AL представлен в двух вариантах исполнения (полые / с ячеистой структурой).




**Ячеистая структура** – это трехмерная металлическая сетка, получение которой стало возможно благодаря технологии 3D-печати. Пористая структура, которая занимает большую часть кейджа, гарантирует эффективное прорастание костной структуры.



**Полость** – пустое пространство внутри кейджа, предназначенное для заполнения костным аутотрансплантатом (собственной тканью пациента) или костнозамещающим материалом. Заполнение применяется для повышения эффективности остеоинтеграции.

# POZVONOQ



**Ольга Вобляя**

генеральный директор  
ООО «3D-кейджи»

+7 (921) 367-60-75  
+7 (812) 456-70-96  
o.voblaya@pozvonoq.com

[pozvonoq.com](http://pozvonoq.com)

## Юридический адрес

ООО «3D-кейджи»  
Российская Федерация, 188300, Ленинградская  
обл., Гатчинский р-н, Гатчина, проспект 25  
октября, 28А, пом. VIII

## Фактический адрес

196006, г. Санкт-Петербург,  
ул. Новорощинская, 4, лит. А.,  
БЦ «Собрание», офис 13-23

## Мы в соцсетях

 [facebook.com/pozvonoq](https://facebook.com/pozvonoq)

 [instagram.com/pozvonoq](https://instagram.com/pozvonoq)